



徘徊や離床をすばやく通報して事故を防止します！



特長

- **設置が簡単**
床面に置くだけなので設置が簡単です。
 - **耐久構造**
丈夫な材質と構造で耐久性があります。
 - **防水構造**
防水構造で水洗いOKです。
 - **折りたたみ構造**
2つに折りたたみできますので持ち運びや保管が便利です。
 - **エッジカバー付き**
エッジカバーを付け、外周のめくれを防止しました。
- 【注】本品はナースコール接続やワイヤレスコール接続が別途必要です。



ベッドの横・部屋や玄関の出口の床に置きます。




マットを踏むと離れた場所の介護者にすぐにお知らせします。

用途例

- **ベッドからの転落通報 (早期検知で事故防止)**
- **床に足をついたとき (早期徘徊防止)**
- **通路を通過したとき (早期徘徊防止)**
- **ベッドからの立上り・移動 (早期徘徊防止)**

使用例



※ナースセンターへの接続は、ナースコール分配器が別途必要です。ナースコールコネクタの形状をご確認ください。

※商品改良のため、仕様および外観を予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。

仕様

品名	離床センサー「ふむナルLW」
品番	00127A00
電源	不要
検知方式	マットを踏むと、検知して通報
防水性	防水構造
構成	センサーマット
通報方式	①ナースコール分配器 ②ワイヤレスコール
外形寸法	幅500×長900×厚5mm
質量	1.5kg
価格	35,000円(税抜)

JANコード 4560346570514

【お問い合わせ先】

一 医療福祉に技術で貢献する一
徳器技研工業(株)

◇本社・工場
〒879-0232 大分県宇佐市大根川318番地
TEL 0978-33-5595 FAX 0978-33-5596
MAIL info@amor.co.jp HP http://www.tokuki.net