


徘徊や離床をすばやく通報して事故を防止します！




特長

- **設置が簡単**
ベッドの端部のマットレスの上に置くだけでセットできます。
- **本人に気づかれずに検知が可能**
マットレスの上のシーツの上に置いて検知しますので本人には気づかれません。
- **防水構造**
丈夫な材質と構造で耐久性があります。
- **折りたたみ構造**
2つに折りたたみできますので持ち運びや保管が便利です。


【注】本品はナースコール接続やワイヤレスコール接続が別途必要です。

用途例




ベッドの端部のマットレスの上に置きます。

センサに乗ると離れた場所の介護者にすぐにお知らせします。



使用例 (ベット片側端に設置する場合)



※ナースセンターへの接続は、ナースコール分配器が別途必要です。
ナースコールコネクタの形状をご確認ください。
※ベットの両側端に設置する場合は、別途2マタ接続プラグが必要です。

※商品改良のため、仕様および外観を予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。

仕様

品名	離床センサー「サイドナール」
品番	00156A00
電源	不要
検知方式	ベッドの端部に乗ると、検知して通報
防水性	防水構造
構成	センサーマット×1
通報方式 (別途費用)	①ナースコール分配器 ②ワイヤレスコール
外形寸法	幅30×長900×厚5mm
質量	100g
価格	16,000円 (税抜)

JANコード 4560346570941

【お問い合わせ先】

一 医療福祉に技術で貢献する一
徳器技研工業(株)

◇本社・工場
〒879-0232 大分県宇佐市大根川318番地
TEL 0978-33-5595 FAX 0978-33-5596
MAIL info@amor.co.jp HP <http://www.tokuki.net>