

どうちくん2ワイヤレス



用途は色々、有効に検知通報します

■起き上がりや手足の動き等、色々な用途に使用できます。

対象者の動きをヒモで確実に検知

■取り付けは、ヒモとクリップで簡単に設置でき、安価で確実に検知できます。

配線不要で遠くまで通報

■ワイヤレスなので面倒な配線がなく、設置が簡単です。


混信しません

■デジタルID方式なので混信の心配はありません。

チャイムと光でお知らせ

- チャイムは約5秒間、光はリセットボタンを押すまで発光して知らせます。
- 2段階（大・小）のチャイム音量と無音（光のみ）が選べます。
- 16種類のチャイムやサイレン、メロディや犬の鳴き声などから音を選択できます。


用途例



襟元・肩口・袖・足元にクリップして使用



ヒモで動きを検知して、離れた場所の介護者にすぐにお知らせします。



送信器



受信器



仕様

商品名	どうちくん2ワイヤレス	
品番	00159D00	
電源 (付属)	送信器	DC 6V ボタンリチウム電池 CR 2032 × 2個
	受信器	AC アダプタ (DC 4.5V), 単三乾電池 × 3個
通報	チャイム	約5秒間
	光	リセットボタンを押すまで発光
寸法	送信器	横40 × 縦70 × 厚25 (mm)
	受信器	横56 × 縦98 × 厚36 (mm)
質量	送信器	36g
	受信器	70g
電波到達距離	屋外見通し約50~100m	
チャイム音量	80dB (大)	65dB (小)
価格	18,000円 (税抜)	

JANコード 4560346571177

※商品改良のため、仕様および外観を予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。

【お問い合わせ先】

一 医療福祉に技術で貢献する一
徳器技研工業(株)

◇本社・工場
〒879-0232 大分県宇佐市大根川318番地
TEL 0978-33-5595 FAX 0978-33-5596
MAIL info@amor.co.jp HP http://www.tokuki.net