


徘徊や離床をすばやく通報して事故を防止します！



特長

- 対象者のいろいろな動きをヒモで確実に検知します。
- かんたんフックで設置がとても簡単です。
- 安価で確実に検知通報します。
- ナースコールやワイヤレスコールに接続できます。

【注】本品はナースコール接続やワイヤレスコール接続が別途必要です。


用途例

●ベッドからの起き上がり
(早期転倒防止)

●車イスからの立ち上がり
(早期転倒防止)

●手・足の動作
(点滴等の抜取防止)


●ベッド上の寝返り、身体移動
(姿勢・トラブル防止)



襟元・肩口・袖・足元にクリップして使用

ヒモで動きを検知して、離れた場所の介護者にすぐにお知らせします。

使用例



※ナースセンターへの接続は、ナースコール分配器が必要です。

※ワイヤレスコールタイプ「どうちくん2ワイヤレス」(¥18,000(税抜)も
あります。

※商品改良のため、仕様および外観を予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。

仕様

品名	動きセンサー「ドウチクンN」
品番	00198A00
電源	不要
検知方式	検知ヒモを引っ張ると検知して通報
設置場所	ベッド頭側、サイドレールなど
構成	本体、クリップヒモ、接続コード
通報方式 (別途費用)	①ナースコール分配器 ②ワイヤレスコール
外形寸法	幅75×長105×厚25mm
質量	140g
価格	13,800円(税抜)

【お問い合わせ先】

— 医療福祉に技術で貢献する —
徳器技研工業(株)

◇本社・工場
〒879-0232 大分県宇佐市大根川318番地
TEL 0978-33-5595 FAX 0978-33-5596
MAIL info@amor.co.jp HP http://tokso.net/