


徘徊や離床をすばやく通報して事故を防止します！




特長

- **設置が簡単**
ベッドの端部のマットレスの上に置くだけでセットできます。
- **本人に気づかれずに検知が可能**
マットレスの上に置きシーツを被せて使用しますので本人には気づかれません。
- **折りたたみ構造**
2つに折りたたみできますので持ち運びや保管が便利です。
- **コードレスタイプ**
コードが無いので設置場所を選びません。


【注】本品はナースコール接続やワイヤレスコール接続が別途必要です。

用途例




ベッドの端部のマットレスの上に置きます。

センサに乗ると離れた場所の介護者にすぐにお知らせします



使用例



※ナースセンターへの接続は、ナースコール分配器通報が別途必要です。ナースコールコネクタの形状をご確認ください。

仕様

品名	離床センサー「サイドナールWエア」
品番	00210B00
電源	送信器：ボタン電池 (DC3V)
検知方式	ベッドの端部に乗ると、検知して通報
電波到達距離	屋外見通し約100m
構成	センサーマット
通報方式 (別途費用)	①ナースコール分配器 ②ワイヤレスコール
外形寸法	幅：48×長1040×厚10mm
質量	300g
価格	38,000円 (税抜)

JANコード 4560346575762

※商品改良のため、仕様および外観を予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。

【お問い合わせ先】

一医療福祉に技術で貢献するー
トクソー技研株式会社

◇本社・工場
〒879-0232 大分県宇佐市大根川318番地
TEL 0978-33-5595 FAX 0978-33-5596
MAIL info@amor.co.jp HP <http://www.tokuki.net>
00210P00 2020.9