


医療機関・福祉施設・医療機器販売業者 様向け




気管チューブのカフ圧を電源不要で適正圧に保持します。

気管の圧迫・呼吸の漏れ・唾液の垂れ込み、呼吸ケアトラブルを防ぎます。



＜ 持続管理と都度管理によるカフ圧の変動 ＞



カフ圧の変動は日常的に起こっており、都度のカフ圧管理では適正圧に保つことは困難です。

カフ圧管理は、持続的な管理が必要です。


カフ圧自動調整器「カフキーパー」を使用することで、適正圧で保持することが可能になります。

レンタルだから・・・ 信頼！ 便利！ 安心！

- 必要な時に、必要な期間、使用できるので便利です。
- 契約宅配便で、「ドアツードア」でお届け・回収します。
- 1ヶ月からのレンタル利用で、手軽に利用できます。
- トラブル・修理の場合は、代品交換で安心です
- 長期間のレンタルでも、安心保証のシステムです。

カフ圧自動調整器「カフキーパー」スマートレンタル

接続図




仕様

販売名	カフ圧自動調整器「カフキーパー」
商品番号	00170A00
医療機器区分	クラス I
医療機器届出番号	44B2X1000100170A
一般的名称	気管内チューブカフインフレーター
測定範囲	0~70hpa
電源	不要
本体寸法	W92xD78xH176(mm)
質量	490g

<ご注意>

- ・本品は、医師および医師の指示を受けた医療従事者のみが使用してください。
- ・本品は、大容量低圧カフ付き気管および気管切開チューブとのみ併用して下さい。
- ・接続チューブは同一患者に対してのみ使用し、再使用禁止です。
- ・使用後は廃棄し、再滅菌したり再使用したりしないでください。

(1) レンタルの手順



(2) レンタル費用（詳しくは弊社へお問い合わせ下さい）

レンタル商品内訳	本体(カフキーパー)+ピーコール(コール機器)	
初回レンタル料金	お問い合わせ下さい	・レンタル商品代+消耗品代(接続チューブ)+諸経費(手続き、発送)
2回目以降料金	お問い合わせ下さい	契約単位は1カ月です
送料(納品・回収)	実費ご負担(往復)	地区により別途見積になります
お支払い方法	ご利用月の前払い	請求書と郵便振込用紙を前月末に送付しますので、ご入金して下さい

(3) レンタルの保証について

- ①使用中の故障・トラブルについては、無償で交換致します。但し、返送時の送料はお客様負担(元払い)になります。
- ②お客様の過失による機器や部品の破損・故障については、有償となりますのでご了承ください。
- ③追加や予備の備品・消耗品はお客様のご負担となります。

★お試し貸し出しについて

- ①お試しの貸出期間は2週間です。
- ②2週間を超えると有償レンタルになります。
- ③そのままレンタル希望の方は、継続してご使用頂けます
- ④消耗品の費用と返送時の送料は、お客様のご負担になります

— 医療介護に技術で貢献する —

お問
合せ先

トクソー技研(株)

〒879-0232 大分県宇佐市大根川318番地
TEL 0978-33-5595 FAX 0978-33-5596
MAIL info@amor.co.jp HP http://www.tokso.net

レンタルに関するお問い合わせは

TEL **0978-33-5595**