



離床や転落をすばやく通報して事故を防止します！



### 特長

- **設置が簡単**  
床面に置くだけなので設置がとても簡単です。
  - **超耐久構造**  
超強化材質と構造で丈夫で長持ちします。
  - **防水構造**  
防水構造で水洗いOKです。
  - **折りたたみ構造**  
3つに折りたたみできますので持ち運びや保管が便利です。
  - **エッジカバー付き**  
エッジカバーを付け、外周のめくれを防止します。
- 【注】本品はナースコール接続やワイヤレスコール接続が別途必要です。




ベッドの横・部屋や玄関の出口の床に置きます。

マットを踏むと離れた場所の介護者にすぐにお知らせします。

### 用途例

- **ベッドからの転落通報 (早期通報)**
- **ベッドからの転倒防止通報 (早期検知で事故防止)**
- **床に足をついたとき (早期徘徊防止)**
- **通路を通過したとき (早期徘徊防止)**

### 使用例



※ナースセンターへの接続は、ナースコール分配器が別途必要です。ナースコールコネクタの形状をご確認ください。

### 仕様

品名	離床センサー「ふむナルL3」
品番	00127B00
電源	不要
検知方式	マットを踏むと、検知して通報
防水性	防水構造
構成	センサーマット
通報方式 (別途費用)	①ナースコール分配器 ②ワイヤレスコール
外形寸法	幅500×長1350×厚5mm
質量	2.0kg
価格	44,000円 (税抜40,000円)

JANコード 4560346574736

※商品改良のため、仕様および外観を予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。

### 【お問い合わせ先】

— 医療福祉に技術で貢献する —  
**トクソー技研(株)**

◇本社・工場  
〒879-0232 大分県宇佐市大根川318番地  
TEL 0978-33-5595 FAX 0978-33-5596  
MAIL info@amor.co.jp HP http://www.tokso.net