


離床や転落をすばやく通報して事故を防止します！



特長

- **設置が簡単**
床面に置くだけなので設置がとても簡単です。
 - **超耐久構造**
超強化材質と構造で丈夫で長持ちします。
 - **防水構造**
防水構造で水洗いOKです。
 - **折りたたみ構造**
3つに折りたたみできますので持ち運びや保管が便利です。
 - **エッジカバー付き**
エッジカバーを付け、外周のめくれを防止します。
- 【注】本品はナースコール接続やワイヤレスコール接続が別途必要です。




ベッドの横・部屋や玄関の出口の床に置きます。

マットを踏むと離れた場所の介護者にすぐにお知らせします。

用途例

- **ベッドからの転落通報 (早期通報)**
- **ベッドからの転倒防止通報 (早期検知で事故防止)**
- **床に足をついたとき (早期徘徊防止)**
- **通路を通過したとき (早期徘徊防止)**

使用例



※ナースセンターへの接続は、ナースコール分配器が別途必要です。ナースコールコネクタの形状をご確認ください。

仕様

品名	離床センサー「ふむナルL3」
品番	00127B00
電源	不要
検知方式	マットを踏むと、検知して通報
防水性	防水構造
構成	センサーマット
通報方式 (別途費用)	①ナースコール分配器 ②ワイヤレスコール
外形寸法	幅500×長1350×厚5mm
質量	2.0kg
価格	44,000円 (税抜)

JANコード 4560346574736

※商品改良のため、仕様および外観を予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。

【お問い合わせ先】

一 医療福祉に技術で貢献する一
徳器技研工業(株)

◇本社・工場
〒879-0232 大分県宇佐市大根川318番地
TEL 0978-33-5595 FAX 0978-33-5596
MAIL info@amor.co.jp HP http://www.tokso.net