

足踏式吸引器 アモレFS1

やさしさをカタチに

 TOKSO

停電 **災害** **外出** の必需品！！
吸引器トラブル の応急用として！！



口腔内・鼻腔内・気道内の分泌物の吸引に使用します。
電源が不要、応急用や屋外用として常備しておくで安心です。

POINT
1

停電・災害・外出の必需品

POINT
2

十分な吸引性能で安心して使用

POINT
3

ラクラク、安定操作で使いやすさ良好

POINT
4

排液カップで処理が容易



TOKSO MEDICAL

停電・災害・外出に電源不要。いつでも、どこでも！！

やさしさをカタチに



足踏式吸引器 アモレFS1

TOKSO

災害・停電・外出の必需品

いつでも、どこでも



電源不要



十分な吸引性能で、安心使用

足で踏むと吸引

電動式と同程度の
吸引能力




ラクラク、安定操作で 使いやすさ良好



楽な足踏み操作

安定の広い面積

安定の低い高さ



使いやすい収集ビン

ホースは誤接続防止の
色識別を採用

吸引容器に
オーバーフロー防止装置付き

排液カップで処理が容易



仕様

販売名	アモレFS1
商品番号	00162B00
医療機器区分	管理医療機器
一般的名称	手動式可搬型吸引器
医療機器認証番号	225ADBZX00038Z00
最大吸引圧力	-70kPa以上
最大吸引流量	20L/分以上(空気)
吸引容器容量	800mL
電源	不要
本体寸法	縦150×横140×奥行140mm(吸引ポンプ)
質量	約1kg
JANコード	4560346576585

お願い

- ①医師または医療従事者の指導のもとで使用してください。
- ②本器を採血用には使用しないでください。
- ③食品・薬品の吸引には使用しないでください。
- ④安定した場所に置いて使用してください。

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

【販売店】

【製造販売元】

トクソー技研株式会社

〈本社〉

〒879-0232 大分県宇佐市大根川318番地

TEL: 0978-33-5595 FAX: 0978-33-5596

MAIL: info@amor.co.jp HP: http://tokso.net