


徘徊や離床をすばやく通報して事故を防止します！



特長

- 対象者のいろいろな動きをヒモで確実に検知
襟元、肩口にクリップで取付できます
- クリップ式で取付が簡単
クリップを服に取付けるだけなので複雑な設定は必要ありません
- 安価で確実に検知通報します
本人が動いた時のみ検知するので誤通報の心配はありません
- ナースコールに接続できます


【注】本品はナースコール接続やワイヤレスコール接続が別途必要です。

用途例




襟元・肩口・袖・足元にクリップして使用

ヒモで動きを検知して、離れた場所の
介護者へすぐにお知らせします。



使用例



※ナースセンターへの接続は、ナースコール分配器が必要です。
ナースコールコネクタの形状をご確認ください

仕様

品名	動きセンサー「ドウチクンNエア」
品番	00198B00
電源	単4アルカリ電池×2個（DC3V）
検知方式	検知ヒモを引っ張ると検知して通報
設置場所	ベッド頭側、サイドレールなど
構成	本体、クリップヒモ
通報方式 (別途費用)	①ナースコール分配器 ②ワイヤレスコール
外形寸法	幅70×長100×厚25mm
質量	120g
価格	24,200円（税抜22,000円）

JANコード 4560346575786

※商品改良のため、仕様および外観を予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。

【お問い合わせ先】

一医療福祉に技術で貢献する—
トクソー技研(株)

◇本社・工場
〒879-0232 大分県宇佐市大根川318番地
TEL 0978-33-5595 FAX 0978-33-5596
MAIL info@amor.co.jp HP <http://tokso.net/>
00198P00 2020.10