


ナースコール分配器


病院や介護施設でのご使用の場合に、既存のナースコールシステムに接続して通報することができます。ご使用中のナースコールメーカー名、型番、コネクタ形状などを詳しくお知らせ下さい。



番号	品名	品番	対応メーカー	形状タイプ	コネクタ形状
①	ナースコール分配器「標準2P」	00007A00	(株)ケアコム、アイホン(株)	標準2P	標準2P
②	ナースコール分配器「標準3P」	00007A01	(株)ケアコム、アイホン(株)	標準3P	標準3P
③	ナースコール分配器「φ6.3P」	00007A02	(株)ケアコム、アイホン(株)	6mmプラグ	6mmプラグ
④	ナースコール分配器「ケアコム4P」	00007B01	(株)ケアコム	ケアコム4P	ケアコム4P
⑤	ナースコール分配器「ケアコム4PZ」	00007B02	(株)ケアコム	ケアコム4PZ	ケアコム4PZ
⑥	ナースコール分配器「ケアコムwell6P」	00007B06	(株)ケアコム	ケアコムwell6P	ケアコムwell6P
⑦	ナースコール分配器「ケアコム6PW-OP1」	00007B09	(株)ケアコム	ケアコムwell6P	ケアコムwell6P
⑧	ナースコール分配器「トーコン2P」	00007C00	(株)ケアコム、アイホン(株)、パナソニック(株)	トーコン2P	トーコン2P
⑨	ナースコール分配器「アイホンブラ2P」	00007D00A	アイホン(株)	アイホンブラ2P	アイホンブラ2P
⑩	ナースコール分配器「アイホン4PB」	00007D03	アイホン(株)	アイホン4PB	アイホン4PB
⑪	ナースコール分配器「アイホン4PC」	00007D04	アイホン(株)	アイホン4PC	アイホン4PC
⑫	ナースコール分配器「アイホン4PE」	00007D05	アイホン(株)	アイホン4PE	アイホン4PE
⑬	ナースコール分配器「アイホンブラ5P」	00007D06A	アイホン(株)	アイホンブラ5P	アイホンブラ5P
⑭	ナースコール分配器「アイホン3PNF」	00007D09A	アイホン(株)	アイホン3PNF	アイホン3PNF
⑮	ナースコール分配器「アイホン5PNF」	00007D10	アイホン(株)	アイホン5PNF	アイホン5PNF
⑯	ナースコール分配器「アイホン6PNF」	00007D11	アイホン(株)	アイホン6PNF	アイホン6PNF
⑰	アイホンオプション入力コード	05027A03	アイホン(株)	アイホン6V	アイホン6V
⑱	ナースコール分配器ナカヨ	00007E00	ナカヨ(株)	ナカヨSP	ナカヨSP

スイッチ補助器 オスッチN

離床センサーが受信すると、オスッチNの先端が動きナースコールのボタンを押します。



商品名	オスッチN		
品番	00110B00	作動力	約500g、ストローク約5mm
電源	AC100V (ACアダプタ、DC12V)	付属品	固定ホルダー、ビニールテープ
重量	コントローラ: 60g、駆動部: 120g	JANコード	4560346572785

ナースコール参照

メーカー	(株) ケアコム									パナソニック	
番号	①	⑧	②	③	④	⑤	G ※	H ※	⑥	⑩	⑪
タイプ	A-7A00	B-7C00	C-7A01	D-7A02	E-7B01	F-7B02	ケアコム5P	ケアコム6PF	J-7B06	K-7C00	L-7C00
コネクタ形状	標準2P	トーコン2P	標準3P	6mmプラグ	ケアコム4P	ケアコム4PZ	ケアコム5P	ケアコム6PF	ケアコムwell6P	トーコン2P	パナソニック2P

メーカー	アイホン (株)													
番号	①	⑧	②	③	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲
タイプ	M-7A00	N-7C00	O-7A01	P-7A02	Q-7D00A	R-7D03	S-7D04	T-7D05	U-7D06A	V-7D10	W-7D11	Y-7D09A		
コネクタ形状	標準2P	トーコン2P	標準3P	6mmプラグ	アイホンブラ2P	アイホン4PB	アイホン4PC	アイホン4PE	アイホン5P	アイホン5PNF	アイホン6PNF	アイホン3PNF		

オレンジ色 (Orange color)


AとBの2種類があります。

下記の方法で確認下さい。
A: 廊下灯で復旧
B: ステーション 廊下灯で復旧

メーカー	アイホン (株)	ナカヨ
番号	⑰	⑱
タイプ	アイホン6V	ナカヨSP
コネクタ形状	アイホン6V	ナカヨSP

ナースコールシステムへの事前確認について

- ナースコールのメーカーを確認して下さい。
①ケアコム ②パナソニック ③アイホン ④その他
- ナースコールのメーカー品番を確認して下さい。
例) NFR-8、RB-826WZ など
- コネクタの形状を確認して下さい。
標準2P、標準3P、6mmプラグ、ケアコム4P、ケアコム4PZ、ケアコム5P、ケアコム6PF、ケアコムwell6P、トーコン2P、パナソニック2P など
- スイッチの形状を確認して下さい。
アイホンブラ2P、アイホン4PB、アイホン4PC、アイホン4PE、アイホンブラ5P、アイホン3PNF、アイホン5PNF、アイホン6PNF など



ナースコールシステムへの接続方法について

ナースコール参照図